

### Gamma ampia e flessibile di carrelli medicali per scopi clinici e di ricerca



- ▶ Ampia gamma di carrelli per soddisfare qualsiasi esigenza dell'operatore
- ▶ Design compatto ed ergonomico
- ▶ Compatibile con la maggior parte dei dispositivi COSMED
- ▶ Configurazioni elettrificate e non
- ▶ Supporti multipli, inclusi ripiani, supporto per PC, supporto per monitor e alloggiamenti per bombole
- ▶ Design lineare per una pulizia rapida ed efficace

COSMED dispone di un'ampia gamma di carrelli medicali per soddisfare qualsiasi esigenza di configurazione.

Il design ergonomico, le ruote ad alto scorrimento con sistema di bloccaggio ed i molteplici supporti e accessori sono concepiti per aiutare l'operatore nella routine quotidiana, dalla pulizia rapida ed efficace al facile trasporto di dispositivi ed accessori.


I carrelli con trasformatore di isolamento integrato sono dotati di colonna portante elettrificata, la soluzione migliore per garantire elevate prestazioni senza rinunciare alla funzionalità. A seconda del modello sono inclusi nella configurazione diversi ripiani, alloggiamenti per bombole, cassette e supporti.

L'ultima generazione di carrelli, con i modelli X3 e X3+, rappresenta la scelta migliore in caso di spazi ridotti grazie al design compatto, ergonomico e alla possibilità di regolazione in altezza. I carrelli X3 e X3+ possono essere dotati di trasformatore di isolamento o esistono in versione non elettrificata. E' possibile personalizzare i due modelli con molti componenti aggiuntivi per soddisfare differenti tipi di esigenze.

Tutti i carrelli sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi COSMED, inclusi i prodotti della serie Quark, il K5, il Q-NRG ed il BOD POD GS-X.



Carrello con alloggiamento per una bombola (sinistra) e per tre bombole (destra)



Configurazione base carrello X3 (sinistra) e X3+ (destra)

## Specifiche Tecniche

Carrello	Carrello per 3 bombole	Carrello per 1 bombola	X3	X3+
REF	C02900-01-04 (230V)	C03550-01-04 (230V)	A-258-900-004	A-258-900-003
	C02900-02-04 (120V)	C03550-02-04 (120V)		
Dimensioni (cm)	70x67x10	53x68x107	54x58x147	54x58x152
Peso massimo (kg)	113	89	83	83
Carico massimo (kg)	47	47	46	46
Altezza regolabile	-	-	-	85-110 cm
Elettrificato	Si	Si	No	No
Alimentazione	220-240 Vac/100-120 Vac, 50/60 Hz		-	-
Imballo (LxPxX)	80x120x98 cm	80x120x95 cm	90x40x60 cm	78x80x110 cm
Compatibile con	Serie Quark, Quark C12x/T12x		Serie Quark, BOD POD GS-X, Q-NRG, K5, Quark C12x/T12x	
<b>Opzioni e Accessori</b>				
Trasformatore di isolamento	●	●	○	○
Braccio regolabile	○	○	○	○
Supporto per Serie Quark	●	●	○	○
Alloggiamento bombole	● (3)	● (1)	○ (1 o 2)	○ (1 o 2)
Supporto per siringa	-	-	○	○
Supporto VESA per doppio monitor	○	○	○	○
Supporto per PC	○	○	○	○
Ripiano	●	●	○	○
Cassetto	●	-	-	-
Cestino accessori	-	-	●	●
<b>Standards</b>				
	IEC 60601-1 (safety) IEC 60601-1-2 (EMC) MDR 2017/745	IEC 60601-1 (safety) IEC 60601-1-2 (EMC) MDR 2017/745	IEC 60601-1 (safety) IEC 60601-1-2 (EMC) MDR 2017/745	IEC 60601-1 (safety) IEC 60601-1-2 (EMC) MDR 2017/745

● Standard ○ Opzione



**COSMED Srl**

Via dei Piani di Monte Savello 37  
Albano Laziale - Rome 00041, Italy

+39 (06) 931-5492 Phone

+39 (06) 931-4580 Fax

info@cosmed.com | cosmed.com

Distribuito da